

LINFAVEN 24^{PLUS}

Especialmente indicado para

- Drenaje linfático
- Circulación de retorno
- Oxigenación del tejido
- Prevención de la celulitis
- Reducción del edema asociado a la celulitis
- Tonificación cutánea
- Tonificación muscular
- Reducción del volumen
- Alivio del dolor asociado a insuficiencia venosa
- Alivio del dolor muscular
- Prevención y tratamiento de las venas varicosas



Solución Integral Air Compression Therapy System

Drenaje Profesional
Compression system



Actúa movilizándolo, drenando y mejorando tanto la circulación venosa como linfática. Se produce una mejora de la circulación de retorno, de la oxigenación del tejido y una reducción del edema asociado a la celulitis. También se observa una mejora de la tonificación cutánea y muscular.

Combinaciones

OPCIÓN 1

Calentamiento de dermis
p. ej. RadioFrecuencia

OPCIÓN 2

Disolución de las células grasas
p. ej. Cavitación

LINFAVEN 24^{PLUS}

Drenaje de la materia grasa

Sistema de drenaje completo y automático

PRESOTERAPIA

Nuestro objetivo es recuperar la circulación, tanto venosa como linfática, mediante un sistema mecánico y automatizado que se pueda adaptar a cada paciente, para conseguir un reequilibrio de nuestro organismo y la eliminación de las toxinas que puedan alterar el normal funcionamiento del mismo. Numerosos estudios médicos demuestran que es la terapia de elección en el tratamiento de edemas y trastornos linfáticos.

LinfaVen24^{PLUS} es un sistema que nos permite controlar todo el tratamiento ajustando, incluso independientemente, cada una de las celdas con las que se realiza el tratamiento. Consta de 8 programas diferentes (A~H) con los que lograremos drenar y activar nuestro organismo.

LinfaVen24^{PLUS} se presenta como uno de los equipos más innovadores y potentes del mercado, gracias a que controla parámetros tan diversos como:

- Tiempo de inflado
- Tiempo de intervalo
- Presión independiente de cada celda
- Rango de presión 20 ~ 200 mmHg
- Visualización en pantalla del área de trabajo



LINFAVEN 24^{PLUS}

Sistema Profesional High Class



Características del SISTEMA

- Pantalla Gráfica LCD
- 8 modos de compresión (modo A ~ modo H)
- Ajuste de presión individual para cada celda
- Anulación independiente opcional para cada celda
- Control de tiempo de inflado con el botón "HOLD"
- Control de tiempo inflado-desinflado con "INTERVAL"
- Pantalón de 24 celdas
- Mangas de compresión opcionales: piernas, brazos

Especificaciones

- Rango de presión: 0mmHg (Skip), 20 ~ 200 mmHg
- Rango de tiempo de llenado: 0 ~ 6 segundos
- Rango de intervalo de presión: 0 ~ 19 segundos
- Medidas del equipo: 400 x 350 x 220 mm
- Peso del equipo: 18 kg

• 8 modos de compresión



LA MEJOR ELECCIÓN PARA TU CENTRO