

Tratamiento facial integral
Infusión directa de serums
Tratamientos personalizados
Fórmula patentada



Uniform
Spray
Control
Technology



AQUAPURE

Único sistema de cuidado facial inteligente


AQUAPURE




Único sistema de cuidado facial inteligente

TECNOLOGÍA DE CONTROL DE SPRAY UNIFORME

El tip de Control de Spray AQUAPEEL, es un desarrollo propio de la tecnología de microdermabrasión, que proporciona una distribución uniforme de las soluciones aplicadas en un rango de 10 niveles, maximizando la eficacia y los resultados del tratamiento.



VS



Uniform
Spray
Control
Technology



INTERFAZ SMART AUTO-REACTION ORIENTADA AL USUARIO

La interfaz Smart Auto-Reaction detecta y activa automáticamente la interfaz necesaria para cada pieza de mano.


PROCESO DE ELECTROPORACIÓN PRECISO Y ESTABLE

La precisión de la pieza de mano ELECTROPORATION transmite una estimulación controlada a la piel sin signos de irritación.

SOLUCIÓN COSMÉTICA PROBADA

Una combinación de extractos naturales, ácido hialurónico y un complejo de péptidos complementan la tecnología patentada, para proporcionar la calidad más alta de ingredientes nutritivos seleccionados cuidadosamente.


- Propiedades curativas que aumentan la eficacia del tratamiento.
- Contienen ingredientes patentados
- Resultados inmediatos
- Para todos los tipos y tonos de piel
- Seguro para la piel
- No incluye sustancias nocivas (colorantes artificiales, parabenos, etc.)



ÁCIDO
HIALURÓNICO



CENTELLA
ASIÁTICA TECA



COMPLEJO
PEPTÍDICO



EXTRACTO DE
PROPÓLEO



PAPAÍNA



AVENA
SATIVA



AQUAPURE es un dispositivo no invasivo y multifuncional para el cuidado facial que trata una amplia variedad de imperfecciones cutáneas.

APLICADORES MULTIFUNCIÓN

Cada aplicador de AQUAPURE funciona estimulando el tensado y el rejuvenecimiento de la piel con soluciones nutritivas, que proporcionan resultados inmediatos.

La interfaz inteligente Smart Auto-Reaction desarrollada exclusivamente para una máxima comodidad, detecta y activa automáticamente la interfaz necesaria para cada pieza de mano.



El tip de control de spray AQUAPEEL proporciona una distribución homogénea de las soluciones aplicadas con un rango de 10 niveles.

Junto con una tecnología de microdermabrasión se maximiza la eficacia y los resultados del tratamiento.

- Eliminación de las células muertas y otras impurezas
- Limpieza profunda



Utiliza la conductividad eléctrica para introducir nutrientes y compuestos a base de agua en la piel. Proporciona una entrega estable y constante de corrientes eléctricas. Promueve un movimiento transdérmico de ingredientes beneficiosos para la piel que consigue:

- Nutrir y rejuvenecer la piel
- Aumentar la circulación
- Iluminar la piel



El diseño en forma de Y de la pieza de mano MICRO-CURRENT da forma al contorno facial, proporcionando impulsos eléctricos a los músculos faciales.

- Tensa la piel
- Levanta la papada y las cejas
- Regenera la elastina y el colágeno
- Estimula la circulación sanguínea



Las temperaturas de FRÍO/CALOR son ajustables para pacientes con piel sensible.

COOLING - Refrigeración

- Reduce las líneas finas y las arrugas
- Mejora la reparación cutánea

HEATING - Calentamiento

- Desensibiliza la piel
- Reafirma y tonifica

AQUASOLUTION

PEEL+



El primer paso del tratamiento es el proceso de descamación no irritante de la piel que facilita la exfoliación acelerada. Elimina las células muertas de la piel y otras impurezas, promoviendo la regeneración de colágeno.

SEBO+



La disolución del sebo es el segundo paso del tratamiento, indicado para los poros y los puntos negros. Ayuda a la piel a equilibrar las texturas grasas e hidratadas. Elimina el exceso de sebo y las células muertas de la piel, manteniendo un equilibrio saludable de hidratación.

REJUVE+



El último paso del tratamiento induce la regeneración del colágeno y de la elastina, mejorando así la elasticidad y la hidratación de la piel. Funciona con ingredientes ricos en antioxidantes, unificando el tono y con propiedades antienvjecimiento y antiarrugas.

CLEANSYS



Solución limpiadora del sistema. CLEANSYS, un agente de limpieza hecho específicamente para las necesidades del sistema, facilita los procedimientos de mantenimiento de AQUAPURE.

▫ LAS FUNCIONES DE AQUAPURE INCLUYEN:

- Rejuvenecimiento de la piel
- Exfoliación & Extracción
- Limpieza profunda de poros
- Mejora de la elasticidad de la piel

▫ RESULTADOS CLÍNICOS



▫ ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



| | |
|-----------------------|---|
| REQUISITOS ELÉCTRICOS | 100-240V~, 50/60Hz |
| APLICADORES | Aquapeel / Electroporation / Y Lifting / Cryo |
| INTERFAZ | Pantalla táctil |
| DIMENSIONES | 364 x 552 x 456 mm (Ancho x Fondo x Alto) |
| PESO | 14kg |