

Imágenes inigualables en dermatoscopia y tricoscopia



Imágenes clínicas y dermatoscópicas **polarizadas y no polarizadas**

Imágenes **nítidas** a 15x, 20x y 40x

Captura de imágenes **con una sola mano**

Asistente **IA**

Plataforma en la nube para almacenar y gestionar sus datos



En su núcleo, el sistema óptico unido magnéticamente al **SKEEN** le permite lograr imágenes polarizadas y no polarizadas optimizadas para visualizar estructuras dermatoscópicas y tricoscópicas. El dispositivo se inicia en modo polarizado al levantarlo de su base de carga, y un toque rápido permite cambiar a la imagen no polarizada. Quite su placa de contacto para imágenes dermatoscópicas sin contacto o extraiga su unidad óptica dermatoscópica para capturar imágenes clínicas. De cualquier modo, skeen proporciona un flujo de trabajo inalámbrico de extremo a extremo sin necesidad de utilizar su smartphone u otros adaptadores.

AIMEE* le ayuda a evaluar lesiones cutáneas proporcionándole una puntuación de IA clínicamente validada y aprobada por el mercado. Puede resultar de ayuda para mejorar los resultados, ayudarle a trabajar más deprisa y, sobre todo, mejorar la experiencia del paciente. Con skeen y su suscripción Hub activa, que incluye un servicio de IA prácticamente ilimitado, podrá obtener una puntuación de IA para cientos de lesiones por el equivalente a tan solo unos céntimos por imagen. Y, además, será el que realice las dermatoscopias tal y como se deben hacer hoy en día.

*Artificial Intelligence Mole Examination and Evaluation (asistente para examen y evaluación de lunares con inteligencia artificial).

