

POWER SHAPE 2™

SISTEMA
MULTIFUNCIONAL PARA
REMODELADO CORPORAL Y
LIFTING FACIAL



Reducción de grasa
Reducción de la celulitis
Remodelado corporal
Lifting y tensado

MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS COMBINADAS:

RADIOFRECUENCIA BIPOLAR & MULTIPOLAR,
VACUUM y LÁSER DE BAJA POTENCIA

POWER SHAPE 2™

Powershape 2 es un sistema integrado para la remodelación corporal y rejuvenecimiento facial que combina tecnología de radiofrecuencia Multi y Bipolar, Vacuum y láser de baja potencia.

4 funciones en un único sistema



RADIOFRECUENCIA RF


La tecnología de radiofrecuencia (RF) entrega energía térmica en profundidad en la capa dérmica, utilizando ondas electromagnéticas para optimizar y restablecer los procesos fisiológicos. Ofrece resultados efectivos en el tratamiento de la celulitis, la remodelación corporal y la regeneración del colágeno.

VACUUM

Aumenta la circulación sanguínea y uniformiza la piel para optimizar la entrega eficiente de energía. El efecto de masaje facilita el drenaje linfático y remodela el cuerpo, dejándolo más firme y uniforme.

LÁSER DE BAJA POTENCIA (LLLT)

Emite una longitud de onda de luz específica (658 nm) que licúa la grasa para facilitar su eliminación y reduce significativamente el tamaño de las células grasas.



*Referencia: Plastic and Reconstructive Surgery, 1 de septiembre de 2002. Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Energy on Adipose Tissue por Neira et al.

APLICADORES


PIEZA DE MANO DMR

El cabezal DMR motorizado con radiofrecuencia y VACUUM permite dirigir con precisión la energía láser al área donde puede tener el máximo efecto.





PIEZA DE MANO MULTIPOLAR + VACUUM

Esta pieza de mano integra tecnología de RF multipolar con el sistema VACUUM para procedimientos efectivos de reducción corporal. Administra de manera indolora energía de radiofrecuencia focalizada y óptima a la superficie de la piel y a las capas de grasa subcutánea.



PIEZA DE MANO TÉRMICA

La tecnología de RF penetra en la capa dérmica, estimulando la producción de colágeno sin dañar la superficie de la piel.



Ventajas

- 4 tipos de pulsos vibratorios
- Pantalla de 10.2 pulgadas
- Varios Aplicadores
- Movimientos intensos con el sistema DMR (Dual Motorized Rollers)

Tratamientos con resultados garantizados



Especificaciones técnicas

Radiofrecuencia	2MHz (Bi-polar, Multi-polar, Térmica)
Láser	658nm
Rango Vacuum	280mmHg
Aplicadores	Pieza de mano DMR Pieza de mano multipolar Pieza de mano térmica
Potencia de entrada	AC 100-240V, 50/60HZ
Panel	10.2 Pulgadas Touch LCD
Dimensión (WxDxHmm)	414 x 523 x 1,230